

LACTONA Voorjaarsactie

Aanbiedingen geldig van 18 april t/m 27 juni 2025

1+1
Gratis


AftenCare Gel 1+1 gratis

Dit is een medisch product (CE-markering klasse 1). De formule biedt **snelle pijnverlichting en versnelt het herstel van wondjes** in de mond. Het is effectief bij **aften, ontstoken mondslijmvlies, Lichen Planus en koortslippen**. Daarnaast helpt het bij wondjes veroorzaakt door **drukplekken** van slecht zittende protheses, **irritatie door beugels, bijtwondjes** en **blaarvorming** door verbranding.

De krachtige werking is te danken aan zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, waaronder hyaluronzuur en Laureth 9, die bijdragen aan een optimaal herstelproces.



Alle ragers per verpakking 5+1 gratis



Etos

Kruidvat

Plein

bol.com

trekpleister

da

Drogisterij.net

DeOnlineDrogist

Verkrijgbaarheid Lactona voor consumenten

EasyDent A, B en de Interdental Cleaners M en L-M nu ook te koop in de winkels én online bij het **Kruidvat**, **Trekpleister** en de **Etos**! Alle Lactona mondverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar bij diverse drogisterijwinkels en online aanbieders.

Meer weten over onze mondverzorgingsproducten?

Vraag dan een online meeting aan met onze mondhygiëniste via Teams of Whatsapp en ontvang gratis, voorafgaand aan de online meeting de producten waarover je meer informatie wilt krijgen. Opgeven hiervoor kan via www.lactona.nl/professie onder het kopje 'voor de praktijk'.

Alle tandenborstels 10+2 dozijn gratis

Lactona biedt een **breed assortiment** tandenborstels die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van volwassenen, kinderen, orthodontische patiënten en prothesedragers. Onze tandenborstels staan bekend om hun **uitstekende kwaliteit**, waarbij zowel de **materiaalkeuze** van de handle als de nylon **afgeronde en gepolijste borstelharen** van Tynex® zorgvuldig zijn geselecteerd.


De iQ+ en iQ Easycomfort series in diverse hardheden

Onze knapste **koppen zijn compact** met een hechte en **dichte implant van filamenten** voor een optimale verwijdering van de tandplak. De ergonomisch gevormde handle geeft een goede grip en ligt fijn in de hand.

In de iQ Easycomfort serie is er ook een **Ultra-Soft variant**. De ultrazachte borstel maakt het tandenpoetsen aangenamer en **minder belastend bij gevoelige gebitssituaties**. Deze borstel is ideaal voor gebruik bij ANUG, ernstig ontstoken tandvlees, implantaten, chemo- en radiotherapie, herstel na parodontale behandelingen, recessies, extracties en bij edentate patiënten.



**10+2
Gratis**



Alle ragers per verpakking 5+1 gratis

**5+1
Gratis**

Lactona heeft een breed assortiment aan ragers van **21 variaties en maatvoeringen**. De ragers geven een optimale interdentale reiniging en zijn te adviseren bij kroon- en brugwerk, implantaten en orthodontische apparatuur. Het borstelgedeelte van de Interdental Cleaners, EasyDent en EasyGrip bestaat uit een hechte implant van zachte maar stevige **antibacteriële StaClean® filamenten**. Het draad is voorzien van een kunststof coating.




EasyDent A, B en C
conische ragers


Interdental Cleaners. Cilindrische ragers
met extra lang borstelgedeelte.

EasyGrip ragers met vaste houder voor
meer grip en met korter borstelgedeelte.

2.5-5 mm
3-8 mm
6-11 mm



2 mm 2.5 mm 3.1 mm 4 mm 5 mm 6.5 mm 8 mm 10 mm 12 mm



2.5-5 mm 3-7 mm 1.9 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm





10+2
Gratis

Borstels voor de moeilijke hoekjes. 10+2 dozijn gratis

27 BB (Double single-tuft)

De 27 BB is ontworpen voor een precieze reiniging van moeilijk bereikbare plekken in de mond. De borsteltjes zijn geplaatst in twee verschillende hoeken, waardoor zelfs lastig toegankelijke zones eenvoudig gereinigd kunnen worden.

Proxabrush

Het **extra lange handvat** en de **fijne grip** dragen bij aan een **beter bereikbaarheid** van de achterste elementen en daarmee een betere verwijdering van de tandplak. Door het schuifstelsel in het kopje van de handle, kan de rager eenvoudig worden vervangen.



5+1
Gratis

FlexPick 2in1 à 200 stuks per maat 5+1 gratis

De Lactona FlexPick 2in1 is net zo makkelijk te gebruiken als een tandenstoker, maar dankzij de zachte driehoekige vorm zorgt het voor een **grondige reiniging** zoals een dunne rager. De **dubbelzijdige conische vormgeving** optimaliseert de tandplakverwijdering en zorgt voor extra gebruiksgemak. Bovendien is de FlexPick 2in1 **volledig siliconen- en latexvrij**. Verkrijgbaar in de maten XS/S (geel) en M/L (oranje).

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen voor de professie

Gebruik je veel verschillende maten en soorten van de Lactona ragers, dan kunnen de Combiboxen in de lades van jouw praktijk niet ontbreken. Met de Combiboxen heb je in één oogopslag het overzicht over alle soorten en maten ragers voor de juiste "passende" advisering aan de patiënt. Inmiddels zijn er 4 Combiboxen!

Wil je zelf je Combibox samenstellen?

Dat kan. De boxen kunnen ook zonder ragers worden geleverd. Bestel dan de voordelige navulverpakkingen om zelf je Combibox samen te stellen met die maten ragers die jij het meest adviseert.



Navul gripzakverpakkingen 5+1 Gratis

- EasyGrip (100 of 200 stuks)
- Interdental Cleaners (200 stuks)
- EasyDent A/B/C (200 stuks)

Combiboxen 5+1 Gratis

- Combibox A (900 st.)
EasyDent A/B/C en de XXXS/XXS long/XS
- Combibox B (600 st.)
S/ML-M/L/XL/XXL
- Combibox C (600 st.)
EasyDent A/B en C
- Combibox EasyGrip ragers (240 st.)
XXXS/XXS/XS/S/M/Conische A en B

Starterspakketten 5+1 Gratis

- EasyGrip (40 stuks)
- Interdental Cleaners (100 stuks)
- EasyDent (100 stuks)



Product- en actieoverzicht

Bestellen kan via je Dental Depot. Kijk voor deelnemende depots, onze actieprijzen en het complete assortiment op onze website www.lactona.nl/professie



Lactona FlexPicks 2in1

5+1 Gratis

- FlexPick 2in1 XS/S à 200 st.
- FlexPick 2in1 M/L à 200 st.

EasyGrip - met vaste houder

5 + 1 gratis – Combinaties van verschillende maten mogelijk.

Ultra Small 1.9 mm - XXXS 2 mm - XXS 2.5 mm - XS 3 mm - S 4 mm, M 5 mm - EasyDent Type A 2.5 t/m 5 mm - Type B 3 t/m 7 mm.

- Startersbox à 40 st.
- Gripzak à 200 st.
- Gripzak à 100 st.
- Combibox à 240 st. (7 maten)

Interdental Cleaners / EasyDent – zonder vaste houder

5 + 1 gratis – Combinaties van verschillende maten mogelijk.

XXXS 2 mm - XXS Long/Short 2.5 mm - XS 3.1 mm - S 4 mm - M 5 mm - L/M 6.5 mm, L 8 mm - XL 10 mm - XXL 12 mm - EasyDent Type A 2.5 t/m 5 mm - Type B 3,1 t/m 8 mm - Type C 6 t/m 11 mm.

- Starterspakket à 100 st. Interdental Cleaners en/of EasyDent A/B/C
- Gripzak à 200 st.
- Combibox A à 900 st. (maten EasyDent A/B/C en XXXS/XXS-L/XS)
- Combibox B à 600 st. (maten S/M/L-M/L/XL/XXL)
- Combibox C à 600 st. (maten EasyDent A/B/C)

AftenCare

1 + 1 stuks gratis

- AftenCare, 15 ml

ClearBreath

5 + 1 stuks gratis

- ClearBreath, 300 ml
- ClearBreath spray, 25 ml

Intersticks

5 dozijn + 1 dozijn gratis

- Intersticks 100 stuks in een dispenser

Floss, FlossTape, Tongreinigers

10 dozijn + 2 dozijn gratis

- Blue Floss 50 meter
- Blue FlossTape 40 meter
- Tongreiniger

Tandenborstels

10 dozijn + 2 dozijn gratis

- EcoBrush XS/S/M
- iQ+ (met tuft) XS/S/M
- iQ Easycomfort US/XS/S/M
- iQ XS/S/M
- M Easycomfort zonder tip XS/S/M
- M Easycomfort met tip XS/S/M
- M38-XS/M39-S/M40-M zonder tip
- M38-XS/M39-S/M40-M met tip
- M31-S zonder tip
- M31-S met tip
- Kidsbrush
- Toby Fruity
- M30 Regular
- M30 Junior
- Reistandenborstel C-139
- Protheseborstel
- Orthodontic
- Proxabrush
- Double single-tuft (27BB)

Intersticks

Dispenser 100 stuks, per dozijn



**5+1
Gratis**

ClearBreath

Mondwater 300 ml of spray 25 ml



**5+1
Gratis**

Tongreinigers

Per dozijn



**10+2
Gratis**