




get it!
NSK actie-aanbiedingen


LENTE/ZOMER · 1 MAART TOT 30 JUNI 2025



Propy-Mate neo



ULTIMATE XL



Ti-Max Z Turbine



VIVA ace

Ongeëvenaarde trekkracht

Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

Met vermogen tot 44 watt*

*Model Z990L bij luchtdruk 4,2 bar

Vermogen, veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid: de nieuwe Ti-Max Z turbine, ook verkrijgbaar met minikop, biedt echte meerwaarde bij de tandheelkundige behandeling – ook met het oog op de tevredenheid van patiënten.



1
Effectieve
snijprestaties –
kortere ingrepen



2
Maximale
veiligheid en
zekerheid



3
Meer comfort
en gebruikers-
vriendelijkheid



- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating • Keramische kogellagers • Clean-Head-System
- Viervoudige spraykoeling • Eenvoudige rotorwissel • 100° kop • Quick-Stop-functie
- Z990/Z890: microfilter, DURAPOWERC HUCK®

2 Jaar Garantie

Standaardkop (Ø 12,1 × H 12,7 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- voor KaVo® MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- voor W&H® Roto Quick®
Koppeling

1.020€*

1.385€*

Minikop (Ø 10,6 × H 10,8 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- voor KaVo® MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- voor W&H® Roto Quick®
Koppeling

1.020€*

1.385€*

Microkop (Ø 9,0 × H 10,8 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA23357

- voor NSK PTL Koppeling

922€*

982€*

Ti-Max Z micro KL

REF. PA23358

- voor KaVo® MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z micro SL

REF. PA23359

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- voor W&H®
Roto Quick® Koppeling

997€*

1.105€*

Opmerking: Turbines van de Ti-Max Z990 / Z890-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Hand- en hoekstukken

Ti-Max Z

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf • Geïntegreerde microfilter
- Clean-Head-System • Extreem compacte afmetingen (bijvoorbeeld hoekstuk-kopmaat Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jaar Garantie**



4+1

met Licht 1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers
- Tweeweg-sprayfunctie

1.185€*
1.407€*



4+1

met Licht 1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

804€*
900€*



4+1

met Licht 4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

917€*
1.042€*



4+1

met Licht 1:4,2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Hoekstuk met licht
- 1:4,2 versnelling
- Tweeweg-sprayfunctie
- Keramische kogellagers
- Superieure toegang dankzij 45° schuine kop

1.289€*

4+1 ACTIE

Stel uw individuele pakket samen uit 5 van de op de pagina's 2 t/m 4 afgebeelde instrumenten. De totaalprijs van het pakket wordt vermindert met de prijs van het goedkoopste instrument van het pakket.



Ti-Max X

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**



4+1

met Licht 1:5

Ti-Max X95L

REF. C600

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

997€*
1.166€*



4+1

met Licht 1:1

Ti-Max X25L

REF. C601

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

732€*
859€*



4+1

met Licht 4:1

Ti-Max X15L

REF. C602

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

838€*
966€*



4+1

met Licht 1:1

Ti-Max X65L

REF. H273

- Handstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

870€*
948€*

Hand- en hoekstukken / Turbines

S-Max M

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**



4+1

met Licht 1:5

S-Max M95L

REF. C1023

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

880€*
921€*



4+1

met Licht 1:1

S-Max M25L

REF. C1024

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

626€*
693€*



4+1

met Licht 4:1

S-Max M15L

REF. C1025

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

700€*
823€*



4+1

zonder Licht 1:1

S-Max M6S

REF. H1008

- Handstuk zonder licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

476€*
505€*

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf • Keramische kogellagers
• Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling

 **2 Jaar Garantie**

Standaardkop (Ø 12,1 × H 13,3 mm) met Licht



4+1

S-Max M900L

REF. P1254

- voor NSK PTL Koppeling

668€*
712€*

S-Max M900KL

REF. P1258

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

732€*
799€*

S-Max M900SL

REF. P1262

- voor Sirona® Snelkoppeling

732€*
799€*

S-Max M900WL

REF. P1266

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

732€*
799€*

Minikop (Ø 10,6 × H 12,4 mm) met Licht



4+1

S-Max M800L

REF. P1253

- voor NSK PTL Koppeling

668€*
712€*

S-Max M800KL

REF. P1257

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

732€*
799€*

S-Max M800SL

REF. P1261

- voor Sirona® Snelkoppeling

732€*
799€*

S-Max M800WL

REF. P1265


- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

732€*
799€*

Opmerking: Turbines van de S-Max-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titanium body met DURACOAT® coating
- Verhoogde trekkracht, constante prestaties
- Ringlichtgeleider
- Breed assortiment opzettips voor tandsteenverwijdering, parodontologie, restauratie en endotoepassingen
- Trillingsfrequentie: 5800–6200 Hz
- Incl. 3 scaling-opzettips (S1, S2, S3)



Power Control-ring met 3 standen

Optimale toegang

4+1



met Licht

Ti-Max S970L

REF. T1005

- voor NSK PTL Koppeling

1.105€*

met Licht

Ti-Max S970KL

REF. T1013

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

1.224€*

met Licht

Ti-Max S970SL

REF. T1015

- voor Sirona® Snelkoppeling

1.224€*

Prophy-Mate neo

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUPRAGINGIVAAL GEBRUIK

VOORDEELPAKKET P1

Poederstraler
Prophy-Mate neo
REF. NACH WAHL



+ Extra handstuk
PMN-HP
REF. T797010



+ Reinigingspoeder op calciumbasis
FLASH pearl 4 x 300 g
REF. Y900698



1.178€*

1.487€*

Bespaar **309€**



Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	996€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y135030	1.044€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	1.044€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	1.044€*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y135033	1.044€*

MEGAPAKKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

VOORDEELPAKKET P1 & P2 IN COMBINATIE

2.366€* 3.201€*

Bespaar **835€**



Perio-Mate

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUBGINGIVAAL GEBRUIK

VOORDEELPAKKET P2

Biofilm Eraser
Perio-Mate
REF. NACH WAHL



+ Extra handstuk
PER-HP
REF. T1043010



+ Glycinepoeder
Perio Mate Powder 2 x 160 g
REF. Y900938



1.348€*

1.714€*

Bespaar **366€**



Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y1002654	1.166€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y1002655	1.229€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y1002656	1.229€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y1002657	1.229€*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y1002658	1.229€*

Prophylaxepulver

VORR HET LANGDURIG BEHOUD VAN MOOIE EN GEZONDE TANDEN

Reinigingspoeder op basis van calcium

FLASH pearl
REF. Y900698

- 4 x 300g Flesjes
- Ø Korrelgrootte: 54µm
- Gebruik: supragingivaal

94€*

Poeder op basis van glycine

SOFT pearl
REF. Y1500721

- 4x 250g Flesjes
- Ø korrelgrootte: 65µm
- Gebruik: supragingivaal

126€*

Poeder op basis van glycine

Perio Mate Powder
REF. Y900938

- 2 x 160g Flesjes
- Ø Korrelgrootte: 25µm
- Gebruik: supragingivaal, subgingival

75€*

Varios 970

ULTRASOON APPARAAT MET IPIËZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-besturingselektronica voor stabiele vermogensafgifte
- Vederlicht handstuk voor alle indicaties
- Uitgebreid assortiment hulpstukken voor alle toepassingsgebieden: profylaxe, parodontologie, endodontie, restauratie & protheses
- ledlichttechnologie
- 2 koelvloeistoftanks à 400 ml + vaste wateraansluiting

De Varios 970 complete set omvat:

- Besturingsunit
- Handstuk incl. kabel
- Voetschakelaar 3 scaling-opzettips (G4, G8, G16)
- 2 koelvloeistoftanks
- Steribox met 3 draaimomentsleutels



Ultrasoon apparaat met Licht

Varios 970 LUX REF. Y1004161

3.012€*

Ultrasoon apparaat zonder Licht

Varios 970 REF. Y1004160

2.642€*

VOORDEELPAKKET P5-A

Ultrasoon apparaat met Licht
Varios 970 Lux
REF. Y1004161



+ Extra Varios handstuk met Licht
VA2-LUX-HP met Licht
REF. E351050

3.089€*
3.871€*

Bespaar **782€**

VOORDEELPAKKET P5-B

Ultrasoon apparaat zonder Licht
Varios 970
REF. Y1004160



+ Extra Varios handstuk zonder Licht
VA2-HP zonder Licht
REF. E350050

2.780€*
3.133€*

Bespaar **353€**



iProphy Complete set
REF. Y1500015

- Met iFX57 kop
- Draadloos en ergonomisch
- Optioneel ook verkrijgbaar voor het gebruik van wegwerp-polijskoppen (DPA)

1.029€*
1.307€*

Bespaar **278€**



zonder Licht 16:1

Ti-Max X57
REF. C619

- Winkelstuk
- Zonder licht
- 16:1 reductie
- Ultraklein kopje voor schroefbikers en -borstels

490€*



zonder Licht 4:1

FX57m
REF. C1054

- Winkelstuk
- Zonder licht
- 4:1 reductie
- Ultraklein kopje voor schroefbikers en -borstels

295€*

Mobiele tandheelkunde

Bij zorg aan huis, op scholen of op humanitaire missies zijn de mobiele tandheelkundige units van NSK heel eenvoudig te vervoeren en ze kunnen op elke plek met een stroomvoorziening ingezet worden.

VIVA ace

DE VEDERLICHTE DRAAGBARE TANDZORGUNIT

VIVA ace

REF. Y1003773

Uitrusting:

- Borstelloze led-micromotor NLX plus met endofuncties
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LUX
- 3-functie spuit zonder licht
- Speekselzuiger
- Voetschakelaar voor motor en scaler

11.333€*

VOORDEELPAKKET M2

De draagbare tandzorgunit

VIVA ace

REF. Y1003773



Licht-Hoekstuk (1:5)

+ S-Max M95L met Licht

REF. C1023



11.342€*

~~12.255€*~~

Bespaar **913€**

Gewicht slechts 8,5 kg



VIVA MATE G5

DRAAGBARE MICROMOTOR VOOR MOBIELE INZET

- Combinatie van besturingseenheid en micromotor
- Met ledlicht
- Geen stroomvoorziening nodig, want werkt tot 2 uur op accu.
- Toerentalbereik 3000 tot 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.767€*



⁽²⁾ Hand- of hoekstukken zijn niet inbegrepen in de VIVA MATE G5 set.

PRESTO AQUA LUX

SMEERVRIJE LUCHTTURBINE MET WATERSPRAYKOELING EN LED

- Ledlicht onthult de kleinste oneffenheden in het gebied van de volledig keramische frametechnologie, die niet zichtbaar worden onder normale werkverlichting.
- Geoptimaliseerde randvormgeving en oppervlaktbewerking
- Exacte afwerking van zirkoniumoxide, perskeramiek en keramiek.
- Eersteklas lichtomstandigheden bij slijpen in de freesunit vergemakkelijken de verwerking van primaire onderdelen van zirkoniumoxide.
- Nauwkeurige werk- en materiaalinspectie onder de microscoop.

met Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Turbine met licht, met ledlicht

2.175€*
2.329€*

Bespaar **154€**

zonder Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine zonder licht

1.688€*
1.783€*

Bespaar **95€**



ULTIMATE XL

BORSTELLOZE MICROMOTOR



Set met torque-handstuk

- (8,7 Ncm)

1.831€*

Set met compact handstuk

- (6,0 Ncm)

1.534€*

- Collectorloze micromotor
- Toerentalbereik: 1000 tot 50.000/min
- Licht, ergonomisch handstuk
- Excellente loopeigenschappen
- Gepatenteerd stofbeschermingssysteem
- Automatische snelheidsbewaking
- Auto-cruise-functie



Set met torque-handstuk

Knie-unit	Voet-unit	Tafelunit	Torenunit
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Set met compact handstuk

Knie-unit	Voet-unit	Tafelunit	Torenunit
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOZE MICROMOTOR

- Compact design
- Automatische snelheidsbewaking
- Naar keuze voet- of handbediening

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Laboratorium-micromotor met laboratorium-handstuk

1.193€*



- Loop stil en soepel
- Toerentalbereik: 1.000 tot 35.000/min
- Draaimoment: (4,1 Ncm)



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- met micromotor type ISO-E zonder handstuk

1.069€*

VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Type ISO-E met handstuk

1.250€*

Contact



Ronald Fork

✉ fork@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9308752



Kom gerust langs bij deze evenementen:

IDS, 25.-29.03.2025, Köln

EuroPerio11, 14.-17.05.2025, Wien



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalEurope



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-dental.com

Elly-Beinhorn-Str. 8 - 65760 Eschborn - Germany - Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - e-mail: info@nsk-europe.de